



レセ電ビューア アップデート手順

※レセ電ビューアを使用しているパソコンで作業して下さい


| | |
|---|---|
|  <p>または </p> | <p>① デスクトップにあるレセ電ビューアのアイコンをクリックし、レセ電ビューアを起動します</p> |
|  <p>ヘルプ</p> <p>About Ctrl+A</p> <p>アップデートのチェック</p> | <p>② 「ヘルプ」から「アップデートのチェック」をクリックします</p> <p>※「アップデートのチェック」がクリックできない医療機関様は弊社までお問合せ下さい</p> |
|  <p>JMA ReceView Updater</p> <p>■クライアントパッケージ</p> <p>アップデート版が存在します。</p> <p>現在のバージョン: 2.4.1 最新のバージョン: 2.4.2</p> <p>アップデート開始(U) 閉じる(C)</p> | <p>③ 「アップデート開始」をクリックします</p> <p>※現在のバージョンは医療機関様の環境により異なります</p> |
|  <p>JMA ReceView Updater</p> <p>アップデート後に自動でレセ電ビューアが再起動されます。</p> <p>OK(O) キャンセル(C)</p> | <p>④ 「OK」をクリックします</p> |




⑤ 「jma-receview 2.4.2」になっていることを確認して「次へ」をクリックします



⑥ 「同意する」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします




⑦ 「次へ」をクリックします



⑧ 「次へ」をクリックします

※「. HENファイルの関連付け」にチェックが入っていない場合はチェックを付けて「次へ」をクリックして下さい



⑨ 「インストール」をクリックします



⑩ 「完了」をクリックします



⑪ レセ電ビューアが表示されたらアップデートは終了です