


レセ電ビューア アップデート手順




※レセ電ビューアを使用しているパソコンで作業して下さい(使用していない端末での作業は不要です)

※レセ電ビューアのアップデート作業につきまして、作業している端末以外での入力が可能です

※作業時間目安は1台あたり5分程度です

 または 	① デスクトップにあるレセ電ビューアのアイコンをクリックし、レセ電ビューアを起動します
 	② 「ヘルプ」から「アップデートのチェック」をクリックします ※「アップデートのチェック」がクリックできない医療機関様は弊社までお問合せ下さい ※(仮想環境のお客様)  VMware 内のレセ電ビューアをアップデートする必要はありません
	③ 「アップデート開始」をクリックします ※現在のバージョンは医療機関様の環境により異なります

 JMA ReceView Updater アップデート後に自動で レセ電ビューアが再起動されます。 OK(O) キャンセル(C)	④ 「OK」をクリックします
 jma-receview セットアップウィザードの 開始 このプログラムはご使用のコンピュータへ jma-receview 2.5.0 をインストールします。 続行する前に他のアプリケーションをすべて終了してください。 続行するには「次へ」、セットアップを終了するには「キャンセル」をクリックしてください。 次へ(N) キャンセル	⑤ 「jma-receview 2.5.0」になっていることを確認して「次へ」をクリックします
 jma-receview セットアップ 使用許諾契約書の同意 続行する前に以下の重要な情報をお読みください。 以下の使用許諾契約書をお読みください。インストールを続行するにはこの契約書に同意する必要があります。 日医オープンソース使用許諾契約(第1.0版) ("JMA OpenSource License version 1.0") 第1章 総則 第1条 (目的) 社団法人日本医師会 (以下、日医といいます) は、医療の発展のためにオープン ☒ 同意する(A) ☐ 同意しない(XD) < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	⑥ 「同意する」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします

	⑦ 「次へ」をクリックします
	⑧ 「次へ」をクリックします ※「. HENファイルの関連付け」、「. SAHファイルの関連付け」にチェックが入っていない場合はチェックを付けて「次へ」をクリックして下さい
	⑨ 「インストール」をクリックします

	⑩ 「完了」をクリックします
	⑪ レセ電ビューアが表示されたらアップデートは終了です

■ よくあるお問い合わせ

Q. ORCAを入力中に作業してもいいか？

A. 作業している端末以外での入力が可能です。

Q. 全端末で作業が必要か？

A. レセ電ビューアを使用されるパソコンのみ作業を実施して下さい。

レセ電ビューアを使用されていないパソコンでは作業の必要はありません。